

Handschuhe Latex Unigloves Select Plus

Puderfrei, unsteril, doppelt chloriniert mit Rollrand und Chemikalienschutz EN 374



Auf einen Blick

Handschuhmaterial	Latex
Ausführung	unsteril
Puder	puderfrei
Proteingehalt	≤ 50 µg/g
Farbe	Weiß
Design	beidhändig passend
Innenfläche	beschichtet
Oberfläche	Mikrorau Handfläche
Gesamtlänge gemäß EN 455-3	median 240 mm
Wanddicke (doppelt) im Handflächenbereich	median 0,14 mm
Dichtheit gemäß EN455-1	AQL 1,5
Lagerfähigkeit in Originalverpackung	3 Jahre
Verfügbare Größen	XS, S, M, L, XL
Qualitätssicherung	EN 455, EN 374
Verwendungszweck gemäß MDD 93/42/EWG gemäß PPE 89/686/EWG	Medizinprodukt Klasse I Einmal-Schutzhandschuh - PSA Kat. I (geringe Risiken)

Produktinformationen

Wichtigste Produktmerkmale:

- unsteril
- puderfrei
- **Chemikalienschutz EN 374**
- Rollrand
- Farbleitsystem
- mikrogeraute Handfläche
- doppelt chloriniert
- hergestellt nach EN 455, T. 1-4
- AQL 1,5

Produkteigenschaften

Art.Nr.	2301	2302	2303	2304	2304
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L 8-9	XL 9-10
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	≥ 110 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Anwendungsbereiche

Untersuchungen, Schutz vor Kreuzkontamination, einfache Pfllegetätigkeiten	empfohlen
Verbandwechsel, Umgang mit kontaminierten Material	empfohlen
Umgang mit Lebensmitteln	empfohlen
Reinigung/Flächendesinfektion/Instrumentendesinfektion mit verdünnten Lösungen (Einsatz als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I und II)	empfohlen
Reinigung/Flächendesinfektion/Instrumentendesinfektion mit Konzentraten (Einsatz als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III)	empfohlen

Produktrichtlinien und Hinweise

MPG (Richtlinien über Medizinprodukte)	Klasse I
PSA (persönliche Schutzausrüstung)	Kategorie I geringes Risiko
ASTM	Ja
EN 455	Ja
EN 420	Ja
EN 374-1, -2	Ja
EN 374-3	Ja
AQL (Prüfstufe G1)	1,5
Lebensmittel	Nein

Produktzusammensetzung

Hochwertiges Naturlatex

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
XS	2301	2301	0000000	100 Stck.	6,50 €	PB	
S	2302	2302	0000000	100 Stck.	6,50 €	PB	
M	2303	2303	0000000	100 Stck.	6,50 €	PB	
L	2304	2304	0000000	100 Stck.	6,50 €	PB	
XL	2301.4	2301	0000000	100 Stck.	6,50 €	PB	

Publikationen

Kategorien und Normen

PSA (persönliche Schutzausrüstung)

- Kategorie 1: Minimale Risiken: gerine Verletzungsgefahr, z.B. bei Reperaturarbeiten oder Schutz vor Schmutz
- Kategorie 2: Mittlere Risiken: erhöhte Verletzungsgefahr, z.B. Schutz vor mechanischen Gefahren
- Kategorie 3: Hohe Risiken: hohe Verletzungsgefahr, z.B. Schutz vor Chemikalien oder tödlichen Gefahren

Übersicht Normen

- **EN 420** Allgemeine Anforderungen für Handschuhe
- **EN 388** Schutz gegen mechanische Risiken
- **EN 407** Schutz gegen thermische Risiken (Wärme und/oder Feuer)
- **EN 374** Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen
- **EN 420** Diese Norm legt die für alle Schutzhandschuhe anzuwendenden Prüfverfahren fest. Zudem bestimmt sie allgemeine Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung und Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Undurchlässigkeit, Komfort und Leistungsvermögen. Die Norm schreibt auch vor, wie der Hersteller sein Produkt kennzeichnen und welche Produktinformationen er liefern muss.
- **EN 421** Schutz gegen ionisierende Strahlen einschließlich Kontamination und Bestrahlung
- **EN 455** Medizinische Einmalhandschuhe
- **EN 511** Schutz gegen Kälte
- **CE-Kennzeichnung** Hochwertige Handschuhe tragen das CE-Zeichen nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG über Persönliche Schutzausrüstung.
- **ASTM** International ist eine internationale Standardisierungsorganisation mit Sitz in West Conshohocken, Pennsylvania, USA. Sie veröffentlicht technische Standards für Waren und Dienstleistungen. Die Standardtestmethoden ASTM-F1671-07 gibt Auskunft über den Widerstand des Materials gegen Krankheitserreger, die über Blut übertragen werden, z.B. Viren. ASTM ist kein europäischer Standard, gibt aber relevante Informationen über die Materialqualität in Bezug auf Virendichtigkeit von Produkten.

Typ-I-Allergie (Soforttyp-Allergie)

- Allergische Reaktion auf die im Naturlatex enthaltenen Proteine.
- Sofortreaktion: tritt innerhalb weniger Minuten ein.
- Ausgelöst durch das Einatmen latexhaltiger Staube.
- Folgen: Schnupfen, Juckreiz, gerötete Augen, Atemnot, Asthma oder ein lebensbedrohlicher anaphylaktischer Schock.

Gepuderte Latexhandschuhe, die Latexproteine transportieren, sind in Deutschland inzwischen zwar verboten. Dennoch sind 2 – 17 % aller in medizinischen Pflegeberufen Tätigen gegen Latex sensibilisiert! Die Schwere der Allergie zwingt nicht selten zu einem Berufswechsel.

Typ-IV-Allergie (Latex-Kontaktallergie)

- Allergische Reaktion auf Latexproteine und verschiedene Chemikalien wie Oxidationsschutzstoffe, Vulkanisationsbeschleuniger, Farbstoffzusätze und Alterungsschutzmittel.
- Reaktion tritt nicht sofort, sondern nach 12 – 24 Stunden ein.
- Folge: Ekzeme an den Berührungsstellen.

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: