

Aktivkohle-Saugkompresse L&R Vliwaktiv

Geruchsbindender Aktivkohleverband ✓
geruchs- und bakterienabsorbierend ✓ stark
saugfähig ✓ nicht verklebend ✓ mit
Wäscheschutz ✓ für mittel bis stark
exsudierende Wunden mit unangenehmer
Geruchsbildung ✓ hautfreundlich und
atmungsaktiv ✓ Wäscheschutz verhindert das
Durchdringen von Wundexsudat ✓ steril ✓
Abmessungen = 10 x 10 cm ✓
Verpackungseinheit = 20 Stk.





Auf einen Blick

- **Geruchsbindender Aktivkohleverband**
- geruchs- und bakterienabsorbierend
- stark saugfähig
- nicht verklebend
- Wäscheschutz verhindert das Durchdringen von Wundexsudat
- für mittel bis stark exsudierende Wunden mit unangenehmer Geruchsbildung
- als Sekundärverband in Kombination mit Verbänden der Feuchten Wundversorgung

Produktinformationen

Ideale Kombination einer nicht verklebenden Saugkomresse mit einem geruchs- und bakterienabsorbierenden Wundverband; zur Versorgung infizierter, eiternder Wunden mit unangenehmer Geruchsentwicklung wie zum Beispiel Ulcus cruris, Dekubitus oder Analfisteln. Eine hautfreundliche, atmungsaktive Vliesumhüllung fördert die Weiterleitung des Exsudats in den Saugkern. Bakterien und Gerüche werden in Vliwaktiv gebunden. Der Wäscheschutz verhindert den Durchtritt von Wundexsudat.



1. Aktivkohle-Viskose-Gewebe
2. Zellstofflagen
3. Wäscheschutz aus Polypropylen
4. Umhüllvlies aus Polyethylen

Produkteigenschaften

- geruchs- und bakterienabsorbierend
- hautfreundlich und atmungsaktiv
- Wäscheschutz verhindert das Durchdringen von Wundexsudat

Anwendungsbereiche

- für mittelstark bis stark exsudierende Wunden mit unangenehmer Geruchsbildung, z. B. Ulzera, Dekubitus, Analfisteln
- als Sekundärverband in Kombination mit Verbänden der Feuchten Wundversorgung

Produktrichtlinien und Hinweise

Hinweise:

bitte nicht zerschneiden, da Aktivkohle-Partikel in die Wunde gelangen könnten

Produktzusammensetzung

Aktivkohle-Faser, Viskose, Polyamid, Zellulose, Polypropylen, Hotmeltkleber (synthetisches Polymer mit Harzen und Wachsen).

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
10 x 10 cm	20254	20254	04464280	20 Stck.	147,26 €	SSB, EV	
10 x 20 cm	20255	20255	04464297	20 Stck.	166,13 €	SSB, EV	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: