

Haftan - extrem dünne Binde aus PU-Schaumstoff

Polyurethanschaumstoffbinde ✓ offenporig ✓ weiß ✓ wasserabweisend ✓ anschmiegsam ✓ rutschfest ✓ als Unterzug bei Tapeverbänden und Pflasterbinden sowie zur Fixierung von Polstermaterial bei Gips- und Kunststoffsteifverbänden ✓ Abmessungen 27,5 m x 7 cm ✓ Verpackungseinheit = 6 Stk.





Auf einen Blick

- **Extrem dünne, anschmiegsame Binde, aus weißem Polyurethanschaumstoff**
- Rutschfest und wenig auftragend
- Die fein offenporige Oberfläche von Haftan lässt Bidentouren gut aufeinander haften
- Kein Verrutschen
- Der PU-Schaum mindert etwaiges Durchschlagen von Feuchtigkeit
- Ideal zur gleichmäßigen und wulstfreien Fixation von Polstermaterial unter Steifverbänden
- Gelenkstützende (Sport-)Verbände verwendet, kombiniert mit Pflasterbinden oder Tape

Produktinformationen

Haftan eignet sich zur gleichmäßigen und wulstfreien Fixation von Polstermaterial unter Stützverbänden — insbesondere in Kombination mit synthetischem Material. Die feine, offenporige Oberfläche von Haftan lässt Bidentouren gut aufeinander haften und verhindert so das Verrutschen auf der Haut.

Auch beim Sport verlässlich

Haftan ist eine 0,8 mm dünne und anschmiegsame Binde, die aus weißem Polyurethanschaumstoff besteht. Sie ist rutschfest und wenig auftragend. Der PU-Schaum ist sehr widerstandsfähig und mindert das etwaige Durchschlagen von Feuchtigkeit. Haftan findet auch für gelenkstützende (Sport-)Verbände in Verbindung mit Pflasterbinden oder Tape Verwendung.



Produkteigenschaften

- dünn
- offenporig, anschmiegsam
- wenig auftragend
- aufeinander haftend
- weiß

Anwendungsbereiche

- zur Verwendung als Unterzug für Kompressions- und Tape-Verbände
- zur Fixierung von druckverstärkenden Kompressen und von Polstermaterial unter Gips- und Castverbänden

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Polyurethanschaum mit textiler Lage aus Polyamid und Baumwolle kaschiert

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
7 cm x 27,5 cm	22315	22315	01342725	6 Stck.	33,55 €	SSB, PB	
10 cm x 27,5 m	22316	22316	00132731	6 Stck.	37,70 €	SSB, PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: