

Handschuhe Steril Sempermed Syntegra IR latexfrei

Sterile OP-Handschuhe aus synthetischem
Polyisopren, vollanatomische Passform, mit
Rollrand, latex- und puderfrei



sempermed
A MEMBER OF THE SEMPERIT-G

Auf einen Blick

Material	synthetisches Polyisoprene (Naturlatexfrei)
Farbe	creme
Handschuh-Form	vollanatomisch mit Rollrand
Gesamtlänge/Größe gemäß EN 455-2	6 und 6 1/2 (270 mm) 7, 7 1/2 und 8 (280 mm) 8 1/2 und 9 (285 mm)
Wanddicke im Handflächenbereich	0,19 - 0,24 mm
Dichtheit gemäß EN 455-1	AQL 0,65
Reißkraft gemäß EN 455-2	≥ 9 N
Lagerfähigkeit in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	mind. 3 Jahre
Sterilisation	Gamma-Bestrahlung mit mind. 2,5 Mrad (25 kGy)
Verpackung	Linker und rechter Handschuh gestulpt in faserfreier Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im Imedizinischen Flachbeutel. Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 40 Paar EN1041, EN420, ISO 15223
Kennzeichnung	Medizinprodukt Klasse IIa Einmal-Schutzhandschuh PSA Kat. III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)

Produktinformationen

Sempermed OP-Handschuhe sind strapazierbar; sie unterliegen bei der Herstellung kontinuierlichen und strengen Prozesskontrollen, ausgerichtet auf die Sicherheit bei Patienten und Personal. Feines, hochelastisches Material sowie die vollanatomische Passform sorgen für hochwertigen Tragekomfort. Durch ihre mikrorauhe Oberfläche sind Sempermed OP-Handschuhe griffsicher bis in die Fingerspitzen bei hervorragendem Tastgefühl. Bereits im Herstellprozess werden die OP-Handschuhe weitestgehend von allergenen Stoffen befreit mit dem Ergebnis einer guten Hautverträglichkeit

Eine Neue Handschuhgeneration

Die Innovation im OP: synthetischer Polyisopren (IR). Glänzt mit den selben physikalischen Eigenschaften wie Naturlatex: höchste Elastizität und Reißkraft, bei geringer Spannung.

Die Latexallergie-Prophylaxe

Der Sempermed Syntegra IR aus synthetischem Polyisopren schont Arzt und Patient: puderfrei, naturlatexfrei, frei von allergenen Proteinen. Somit ist die Gefahr der Sensibilisierung von vornherein ausgeschaltet – insbesondere für Atopiker.

Die optimale Sicherheit

Die mikrorauhe Oberfläche sichert besten Griff. Für perfekte Instrumentenführung – auch im feuchten Milieu. Die ideale Kombination – ein innovatives Material im bewährten Sempermed Design – für ein Tastgefühl wie bei Naturlatex.

Höchster Komfort

Der Sempermed Syntegra IR ist in jeder Situation leicht und schnell angezogen. Das weiche, elastische Material und die perfekte, vollanatomische Passform sorgen für eine entspannte Handhaltung und ermüdungsfreies Arbeiten

- Maximale Elastizität und Reißfestigkeit mit geringer Spannung
- Puderfreier Operationshandschuh, frei von Latex und allergienauslösenden Proteinen
- Mit Gammastrahlung sterilisiert
- Microrauhe Oberfläche für optimalen Griff
- Synthetische Innenbeschichtung
- Vollanatomisch mit Rollrand
- Linker und rechter Handschuh gestulpt in faserfreier Innentasche, ozondicht versiegelt im medizinischen Flachbeutel

Produkteigenschaften

- Maximale Elastizität und Reißfestigkeit mit geringer Spannung
- Puderfreier Operationshandschuh, frei von Latex und allergienauslösenden Proteinen
- Mit Gammastrahlung sterilisiert
- Microrauhe Oberfläche für optimalen Griff
- Synthetische Innenbeschichtung
- Vollanatomisch mit Rollrand
- Linker und rechter Handschuh gestulpt in faserfreier Innentasche
- ozondicht versiegelt im medizinischen Flachbeutel

Anwendungsbereiche

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Synthetisches Polyisopren

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
Größe 6	12947	827056601	00201106	40 Paar	119,00 €	PB	
Größe 6 ½	12946	827056621	00200963	40 Paar	119,00 €	PB	
Größe 7	12945	827056621	00201112	40 Paar	119,00 €	PB	
Größe 7 ½	12944	827056721	00201508	40 Paar	119,00 €	PB	
Größe 8	12927	827056801	00201514	40 Paar	119,00 €	PB	
Größe 8 ½	12948	827056821	00201520	40 Paar	119,00 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: