

Kompression Ultrakurzzugbinde L&R Durelast

Hautfarbene Kurzzug-Binde (66 % Baumwolle, 34 % Polyamid) mit hoher Druckkraft; pflegeleicht, koch- und sterilisierfest. Für Kompressionsverbände





Auf einen Blick

- Ultrakurzzugbinde Durelast von Lohmann-Rauscher
- Längselastizität: ca. 45%
- Durch texturierte Polyamid-Kettfäden dauerelastisch
- Griffiges Gewebe
- Mit Webkanten
- Farbe: hautfarben
- Aus 66% Baumwolle und 34% Polyamid
- Waschbar bis 95°C
- Sterilisierbar mit Wasserdampf (134°C), Strahlen oder Ethylenoxid
- Gedehte Länge: 5 Meter
- Mit Verbandklammern zur schnellen Fixierung

Produktinformationen

Bei der **Ultrakurzzugbinde** handelt es sich um eine außerordentlich kräftig komprimierende sowie dauerelastische Binde mit sehr kurzem Zug. Sie dient zum einen der starken Kompression der Extremitäten in der phlebologischen Therapie, aber auch zur Behandlung akuter und chronischer Lymphödeme. Zum anderen stützt und entlastet sie bei Distorsionen und Kontusionen in der Traumatologie und Sportmedizin. Einzelnen oder im Zweierset als Durelast Combi erhältlich.



Produkteigenschaften

- längselastisch (ca. 40 %)
- dauerelastisch durch texturierte Polyamid-Kettfäden
- griffiges Gewebe
- mit Webkanten
- hautfarben

Anwendungsbereiche

- zur starken Kompression der Extremitäten, vor allem in der Phlebologie und Lymphologie
- zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen in der Traumatologie und Sportmedizin

Produktrichtlinien und Hinweise

Hinweise

- waschbar bei 95° C
- sterilisierbar mit Wasserdampf (121° C), Strahlen und Ethylenoxid

Produktzusammensetzung

66 % Baumwolle, 34 % Polyamid

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
1 Stk., 6 cm x 5 m	22100	22100	00310232	1 Stck.	10,12 €	PB, SSB	
10 Stk., 6 cm x 5 m	22150	22150	06967341	10 Stck.	58,30 €	PB, SSB	
1 Stk., 8 cm x 5 m	22101	22101	00310226	1 Stck.	11,45 €	PB, SSB	
10 Stk., 8 cm x 5 m	22151	22151	06967358	10 Stck.	117,60 €	PB, SSB	
1 Stk., 10 cm x 5 m	22102	22102	00310249	1 Stck.	13,71 €	PB, SSB	
10 Stk., 10 cm x 5 m	22152	22152	06967364	10 Stck.	141,24 €	PB, SSB	
1 Stk., 12 cm x 5 m	22103	22103	00310255	1 Stck.	17,07 €	PB, SSB	
10 Stk., 12 cm x 5 m	22153	22153	06967370	10 Stck.	173,50 €	PB, SSB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: