

Curaplast sensitive - Injektionspflaster

Pflasterzuschnitte mit durchlaufendem Wundkissen – praktisch von der Rolle



Auf einen Blick

- **Curaplast sensitive Injektionspflaster**
- Auch für sensible Haut geeignet
- Besonders weich und anschmiegsam
- Leicht querelastisch
- Netzfolie beugt einem Verkleben der Wunde mit dem Wundkissen vor
- Sicherer Halt durch Polyacrylatkleber
- Hautfarben
- Trägervlies aus 100% Polyester
- Wundkissen aus Viskose, Polypropylen/Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen
- Maße der einzelnen Pflasterabschnitte: 2 x 4 cm
- Perforationen zwischen den Pflasterabschnitten sorgen für eine leichte Handhabung
- 1 Rolle mit 250 Stück

Produktinformationen

Hautfarbene Pflasterzuschnitte von der Rolle im Spenderkarton zur schnellen und leichteren Handhabung bei Blutuntersuchungen, Injektionen etc. Weiches, anschmiegsames Vliespflaster für die sensible Haut; der schnelle Verband in Klinik und Praxis sowie für Bagatellverletzungen im Haushalt und unterwegs. Der leicht querelastische Vliesstoff passt sich gut den Körperkonturen an und fixiert das Wundkissen sicher auf der Haut. Ein microperforierter Trennfilm verhindert Verklebungen im Wundbereich. Durch schonenden, schmerzlosen Verbandwechsel wird so der Heilungsprozess positiv beeinflusst. In unterschiedlichen Abmessungen, hautfarbener Vliesstoff, 100 % Polyester, mit durchlaufendem Wundkissen, hautfreundlicher kolophonium- und kolophoniumderivatfreier Polyacrylatkleber.

Produkteigenschaften

- für die sensible Haut
- weich und anschmiegsam
- leicht querelastisch
- passt sich Körperkonturen an
- fixiert das Wundkissen sicher auf der Haut
- geringes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- schmerzarter Verbandwechsel
- Pflaster von der Rolle (im Spenderkarton)
- leichte und schnelle Handhabung durch die Perforation zwischen den einzelnen Pflasterabschnitten

Anwendungsbereiche

- nach Punktionen, Injektionen usw.

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Trägervlies: hautfarben, 100 % Polyester; hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei).

Wundkissen: Viskose, Polypropylen/Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen.

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
Injektionspflaster, 2 x 4 cm	30625	30625	07378575	250 Stck.	12,50 €	PB, SSB	

Publikationen



Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: