


**Raucodrape PRO - Gynäkologie-Set I -**  
**Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre**  
**große chirurgische Eingriffe in**  
**Steinschnittlagerung ✓ Inhalt: 1**  
**Tischabdeckung 150 x 190 cm + 2 Handtücher**  
**30 x 40 cm + 1 Instrumententischbezug 80 x**  
**145 cm + 1 Klettverschluss 2,5 x 25 cm + 1**  
**Klebetuch PE-Folie 50 x 50 cm + 1**  
**Gynäkologietuch 2-lagig 240 / 260 x 230 cm mit**  
**integrierten Beinlingen 125 cm, perinealer OP-**  
**Ausschnitt 10 x 15 cm ✓ steril ✓**  
**Verpackungseinheit = Karton 14 Sets**





### Auf einen Blick

Anzahl	Inhalt	Größe
1	Tischabdeckung	150 x 190 cm
2	Handtücher	30 x 40 cm
1	Instrumententischbezug	80 x 145 cm
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24 cm
1	Klebetuch, PE-Folie	50 x 50 cm
1	Gynäkologietuch I, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt	240/260 x 230 cm 125 cm 10 x 15 cm

\_\_\_ markiert die Seite mit Klebefläche

### Produktinformationen

Das Raucodrape PRO Gynäkologie-Set I ist eine Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre, große chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.

#### 2-lagiges Material für OPs mit normalem Flüssigkeitsanfall

Die Raucodrape Abdecktücher sind flüssigkeitsundurchlässige und gut drapierfähige Abdeckungen sowohl zum Einsatz in der Ambulanz als auch auf der Station. Sie bestehen aus einem 2-lagigen Material aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies.



#### Ihre Vorteile mit Raucodrape PRO 2-lagig

- für OPs mit niedrigem bis mittlerem Flüssigkeitsanfall
- vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- hohe Reißfestigkeit
- sehr parikelarm
- übertrifft die Anforderungen der DIN EN 13795
- Einsatz von naturkautschuklatexfreien Rohstoffen

### Produkteigenschaften

- vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13795
- hohe Reißfestigkeit — trocken und nass
- erhöhen den Anwendungskomfort
- ermöglichen eine wirksame Infektionsprophylaxe im OP
- gut drapierfähig
- anwenderfreundlich gefaltet
- eindeutige Piktogramme
- alle Produkte sind mit doppelten Dokumentationsetiketten ausgestattet
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeitspenetration
- sichere Barrierewirkung gegen Bakterienpenetration
- äußerst partikelarm
- hohe mikrobiologische und partikuläre Reinheit

### Anwendungsbereiche

Patienten- und Geräteabdeckung bei operativen Eingriffen in Steinschnittlage

### Produktrichtlinien und Hinweise

### Produktzusammensetzung

### Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	33364	33364	00000000	14 Sets	345,88 €	PB	

### Publikationen

**Ihre Bestellinformationen**

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

\_\_\_\_\_  
Stempel

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Anmerkungen: