

Gazin® Verbandmull, gerollt

DIN EN 14079, 20-fädig, 80 cm breit, 8-fach gelegt auf 10 cm



Auf einen Blick

Abmessungen (m)	Größe	Rollenlänge	REF	PZN	VE (Stk.)
im Klarsichtspender					
5		5 m	12004	01083689	1
10		10 m	12005	01185993	1
in Nachfüllpackung (Papier)					
10		10 m	12006	04855187	1
im Folienbeutel, 2 Stück à 20 m					
40	2 Stück x 20 m	40 m	12007	01913932	1

Produktinformationen

80cm Webbreite, 8-fach gelegt

Produkteigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 20-fädig
- gute Saugfähigkeit

Anwendungsbereiche

- zur Wundreinigung
- zur Wundabdeckung
- zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten
- als Träger für Salben etc.

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
10-m-Rolle, im Klarsichtspender	12004	12004	01083689	1 Stck.	10,51 €	SSB, PB	
im Klarsichtspender, 5-m-Rolle	12005	12004	01185993	1 Stck.	20,31 €	SSB, PB	
10-m-Rolle, in Nachfüllpackung (Papier)	12006	12004	04855187	1 Stck.	18,89 €	SSB, PB	
im Folienbeutel, 2 Stück à 20 m, 40-m-Rolle	12007	12004	01913932	1 Stck.	65,20 €	SSB, PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: