

Metalline - Tracheo-Kompresse - steril

Aluminiumbedampfter Vliesstoff ✓ sehr glatt ✓
nicht wundverklebend ✓ mit Vliesstoff als
Saugmaterial kombiniert ✓ Für Wundverbände
aller Art, insbesondere für großflächige und
infektionsgefährdete Wunden, u.a.
Verbrennungen ✓ Steril ✓ einzeln eingesiegelt
✓ Lochdurchmesser: von 12 - 19 mm ✓
variabel für Charrière 31 - 50 zur
Wundversorgung und zum Umlegen von
Trachealkanülen bei Tracheostoma ✓
Abmessungen 8 x 9 cm ✓ Verpackungseinheit
= 50 Stück



Auf einen Blick

- zur Wundversorgung und zum Umlegen von Trachealkanülen bei Tracheostoma
- verringertes Risiko einer Wundverklebung
- schmerzarter Verbandwechsel
- wundschonend
- Lochdurchmesser von 12-19 mm variable für Charrière 31-50
- Abmessungen 8 x 9 cm
- steril, einzeln eingeseigelt im Spenderkarton

Produktinformationen

Gebrauchsfertig verpackt und steril sind sie sofort einsatzbereit. Unabhängig davon, ob es um die Versorgung von Wunden bei eingeführten Tuben, Schläuchen, Kanülen oder Drähten geht, die Zuschnitte mit ihren sternförmig um die Lochung gesetzten Schlitzen sichern eine eng umschließende Applikation mit sauberer Deckung der Wundpartien. Dabei wird gleichzeitig eine gute Polsterung erreicht.

Darüber hinaus bewähren sich auch in diesem Indikationsbereich die für Metalline typischen Besonderheiten dieser weichen und glatten Wundauflagen, wie rasches Ab- leiten von Sekreten, womit die Gefahr der Infektion vermindert wird. Da Metalline nicht mit der Wunde verklebt, ist ein schmerzfreier Wechsel der Kompressen gewährleistet. Dank der speziellen Zuschnitttechnik genügen zwei Kompressengrößen für die Kaliber Charrière 9 - 50. Das macht ihren Einsatz nicht zuletzt auch wirtschaftlich.



Abdeckung der Eintrittsstelle bei einem Tracheostoma mit Metalline Tracheo-Kompressen

Produkteigenschaften

- verringertes Risiko einer Wundverklebung
- schmerzarter Verbandwechsel
- wundschonend
- luft-/wasserdampfdurchlässig
- anschmiegsam und weich
- gute Drainage
- Lochdurchmesser von 12-19 mm variable für Charrière 31-50
- 8 x 9 cm

Anwendungsbereiche

zur Wundversorgung und zum Umlegen von Trachealkanülen bei Tracheostoma

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Viskose (verfestigt mit Acrylatbinder),
obere Schicht der Kompresse ist aluminiumbedampft

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	23094	23094	02072736	50 Stck.	33,01 €	SSB, PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: