

Bayha Skalpellklingen Figur 29 - steril -

Skalpellklingen nach dem bewährten Bayha-Riegelsystem ✓ Klingen aus Kohlenstoffstahl ✓ alle Klingenformen passen in jeden BAYHA-Griff ✓ bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff ✓ seitliche Einführung der Klinge in den Griff ✓ Sicher in der Handhabung ✓ Skalpellklinge Nr. 29 ✓ Verpackungseinheit = 144 Stk. einzeln steril verpackt in Polyhülle



BAYHA®

Auf einen Blick

Spezifikation	
Hersteller	Bayha
Herstellernummer	329
Typ	Skalpellschneide ohne Griff
Material	Kohlenstoffstahl
Skalpellschneide Nr.	29
Klingenform	-
Passender Griff	alle Griffe passen
Verfügbare Größen	Figur 11 / 12 / 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 21 22 / 23 / 24 / 24A / 26 / 27 / 28 / 29
Verfügbare Griffe	Figur 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Steril	Ja
Sterilisation	vom Hersteller garantierte Haltbarkeit ca. 5 Jahre
Norm	EN ISO 13485:2012/AC:2012
Verpackungseinheit	144 Stk. (sterile Klappen in Polyhülle)

Produktinformationen

Das Bayha-Skalpell zeichnet sich durch größte Sicherheit in der Handhabung, sehr hoher Schärfe der Klappen, sowie durch exzellente Qualität aus. Durch das Riegelsystem kann die Klinge ohne Berührung der Schneide völlig gefahrlos in den Griff eingesetzt und wieder herausgenommen werden. Es wird kein Klappenentferner zum Entnehmen der Klinge benötigt. Die Form der Klappenaufnahme und das Schnellspannsystem des Riegels führen zu einem festen Sitz der Klinge und garantieren einen sicheren und präzisen Schneidvorgang. Das Bayha-Skalpell erlaubt hohe Kräfte auf die Schneide zu übertragen. Somit können auch festere Werkstoffe geschnitten werden. Diese einfache und sichere Methode ist auch für Anfänger leicht durchzuführen, sorgt für einen festen Sitz der Klinge und beschleunigt ihren Wechsel. Pinzette oder gar ein Klappenentferner fallen damit weg.

Wesentliche Produktmerkmale:

- alle Klappenformen passen in jeden BAYHA-Griff
- bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff
- seitliche Einführung der Klinge in den Griff



Riegel nach oben stellen, Klinge ist lose.

2. Klinge in Pfeilrichtung einsetzen.

3. Riegel in Pfeilrichtung schließen, Klinge sitzt fest.



Alle Klappenformen passen in jeden BAYHA-Skalpellgriff und es werden keine zusätzlichen Werkzeuge zum Befestigen oder Entfernen der Klinge benötigt.

Produkteigenschaften

- Sterile Klängen in medizinischer Spezialfolie verpackt
- Skalpell für medizinische und technische Anwendungen
- Bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff
- Alle Klängenformen passen in jeden Bayha Skalpellgriff
- Seitliche Einführung der Klinge in den Griff
- Sicher in der Handhabung

Anwendungsbereiche

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Kohlenstoff-Stahlklingen

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	329	329	00000000	144 Stck.	39,00 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: