

Omnifix® 3-Teilige Einmalspritzen

3-teilige Einmalspritzen



B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Auf einen Blick

- Aus Polypropylen
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze Graduierung
 - - Starker Kontrast
 - - Wischfest, ideale Ablesbarkeit
 - - Graduierung in ml zur Volumendosierung
- Sicherer Kolbenstopp
 - - Sicheres Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk (Latex-frei); mit doppeltem Dichtungsring; für langsames Aufziehen und Injizieren sowie zum Dosieren kleiner Mengen
- Minimales Restvolumen
- **Volumen: 10 ml = max. 12 ml**
- **50 ml = max. 60 ml**

Produktinformationen

Omnifix sind 3-teilige Marken-Spritzen in bewährter Qualität von B.Braun. Zusätzlich zum Zylinder und der Kolbenstange besitzen die dreiteiligen Spritzen einen Stopfen aus synthetischem Kautschuk (latexfrei), der am unteren Ende der Kolbenstange montiert ist. Durch den doppelten Dichtungsring ist die Kolbenstange besonders leichtgängig und präzise zu führen. Die Omnifix Spritzen eignen sich daher hervorragend für eine langsame, schonende Injektion und zum optimalen dosieren kleiner Mengen. Der hochtransparente Zylinder ist für einen deutlichen Kontrast und gute Ablesbarkeit mit einer schwarzen Graduierung versehen. Die Skala ist wischfest und in Milliliter (ml) eingeteilt. Dank der ausgezeichneten Konstruktion, wird das Restvolumen im Spritzenansatz auf ein Minimum reduziert. Die Omnifix Spritzen sind mit einem Nennvolumen von 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml und 50 ml erhältlich. Durch eine verlängerte Skala erhöht sich das Maximalvolumen der 50 ml Spritze auf 60 ml. Die Omnifix Einmalspritzen sind einzeln steril verpackt und können mit Luer-Ansatz (Stecksystem) oder in der Luer-Lock-Ausführung (Schraubsystem) bestellt werden.

Produkteigenschaften

- Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
- Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Innen silikonisiert
- Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch
- Luer-Lock Konus, zentrisch
- Latex- und PVC-frei

Anwendungsbereiche

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
3 ml, Auer-Ansatz (Stecksystem)	57694	4617022V	00569993	100 Stck.	4,50 €	PB	
5 ml, Auer-Ansatz (Stecksystem)	57695	4616057V	00569958	100 Stck.	6,88 €	PB	
10 ml, Auer-Ansatz (Stecksystem)	57696	4616103V	00569964	100 Stck.	9,89 €	PB	
20 ml, Auer-Ansatz (Stecksystem)	57697	4616200V	06715622	100 Stck.	14,85 €	PB	
30 ml, Auer-Ansatz (Stecksystem)	57698	4616308F	00569987	100 Stck.	52,92 €	PB	
50 ml, Auer-Ansatz (Stecksystem)	57699	4616502F	00570051	100 Stck.	79,20 €	PB	
3 ml, Luer-Lock- Ansatz (Schraubsystem)	57701	4617022V	00569993	100 Stck.	15,96 €	PB	
5 ml, Luer-Lock- Ansatz (Schraubsystem)	57702	4617053V	00570016	100 Stck.	20,19 €	PB	
10 ml, Luer-Lock- Ansatz (Schraubsystem)	57703	4617100V	00570022	100 Stck.	21,19 €	PB	
20 ml, Luer-Lock- Ansatz (Schraubsystem)	57704	4617207V	00570039	100 Stck.	48,05 €	PB	
30 ml, Luer-Lock- Ansatz (Schraubsystem)	57705	4617304F	00570045	100 Stck.	65,48 €	PB	
50 ml, Luer-Lock- Ansatz (Schraubsystem)	57706	4617509F	00570068	100 Stck.	103,16 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: