

Schnelldesinfektion Paul Hartmann Bacillol AF

alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel ✓
rückstandsfrei ✓ parfümfrei ✓ aldehydfrei ✓
gute Benetzung Wirkstoffe Propan-1-ol 450
mg/g; Propan-2-ol 250 mg/g; Ethanol 47 mg/g.

✓ Wirkungsspektrum Bakterizid inkl.

Salmonellen und Listerien, levurozid, fungizid,
tuberkulozid, mykobakterizid ✓ begrenzt
viruzid inkl. HBV, HIV, HCV, Adenovirus, FCV,
MNV, Polyoma- und Rotavirus ✓

Anwendungsbereiche In Bereichen, in denen
eine schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit
notwendig ist sowie in sensiblen
produktberührenden Bereichen ✓

Verpackungseinheit 50 ml



Auf einen Blick

- **Gebrauchsfertige Flächendesinfektion**
- **Als Wisch- oder Sprühdesinfektion geeignet**
- **Schneller Wirkungseintritt**
- schnell und umfassend wirksam
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- gute Benetzung und rückstandsfreie Auftrocknung
- ohne Handschuhe anwendbar
- gem. VAH für Risikobereiche

Produktinformationen

Das aldehydfreie, alkoholische Schnelldesinfektionsmittel Bacillol AF eignet sich für alle Bereiche, in denen trotz hoher Hygieneanforderungen schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeiten notwendig sind. Die parfümfreie Formel der Bacillol Flächendesinfektion ermöglicht ein schnelles und streifenfreies Abtrocknen ab einer Einwirkzeit von nur 30 Sekunden. Das Desinfektionsmittel von Bode ist auch für sensible, produktberührende Bereiche geeignet.

Produkteigenschaften

Anwendungsbereiche

Bacillol AF eignet sich zur Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im Sprüh-/Wischverfahren, bei der nicht nur eine schnelle Wirkung, sondern auch ein rückstandsfreies Aufdrocknen gefordert ist, z.B.:

- bei medizinischen Geräten und Inventar, die unter das Medizinproduktegesetz fallen
- im Krankenhaus und im Altenheim
- im Großküchen- und Lebensmittelbereich
- Produktionsbereiche der Pharma- und Kosmetikindustrie

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
500 ml-Flasche	45107	980214	00628566	500 ml	4,95 €	PB	
1 Liter-Flasche	43896	980212	00182679	1 l	7,95 €	PB	
5 Liter-Kanister	46140	980217	00182685	5 l	35,00 €	PB	
50 ml-Flasche	102368	980213	00000000	50 ml	1,95 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: