

SicSac Spuckbeutel

Der SicSac® Einweg-Spuckbeutel ist der perfekte Auffangbeutel bei Übelkeit und bietet eine wirtschaftliche Alternative zur Nierenschale ✓ Sicherer, reissfester Beutel aus Polyethylen mit sehr hoher Aufnahmekapazität von ca. 1 Liter ✓ Der Abschlussring mit einem Durchmesser von 11 cm dient als Mundstück ✓ Er spannt den Beutel weit auf und garantiert somit eine sichere, hygienische Anwendung ✓ Vier praktische Kerben am unteren Rand des Abschlussrings erlauben den einfachen und sicheren Verschluss des Beutels und verhindern Geruchsbelästigung und ein Auslaufen ✓ Verpackungseinheit = 50 Stück



Auf einen Blick

- **Hartmann SicSac – der Auffangbeutel bei Übelkeit**
- **Spuckbeutel aus reißfestem Polyethylen**
- Durchmesser 11,0 cm
- sicher und reißfest
- hygienisch dank Abschlussring
- praktisch und platzsparend
- flexibel und schnell zur Hand
- auch ohne Spender verwendbar
- Aufnahmekapazität: ca. 1000 ml
- Material: widerstandsfähiges Polyethylen

Produktinformationen

Spuckbeutel aus reißfestem Polyethylen; 11 cm großer Abschlussring als Mundstück, mit Kerben zum Einhaken des Beutels für sicheren Verschluss; Aufnahmekapazität ca. 1 Liter.



Produkteigenschaften

Anwendungsbereiche

Als sicherer und hygienischer Auffangbeutel bei Übelkeit zum Einsatz in vielen Pflegebereichen, in der Arztpraxis, im Krankenhaus sowie in Alten- und Pflegeheimen, aber auch im häuslichen Pflegedienst oder bei Krankentransporten.

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	44435	999586	00805560	50 Stck.	12,40 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: