

Gazin Mullkompresse - unsteril - 32-fach - 20-fädig - ohne RK

Mullkompressen ✓ unsteril ✓ sterilisierbar mit Wasserdampf ✓ ohne Röntgenkontrastfaden ✓
Komresse aus Verbandmull ✓ DIN EN 14079
✓ 17-fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten
✓ Anzahl der Lagen: 32-Fach gelegt ✓
Abmessungen 10 x 10 cm ✓
Verpackungseinheit = 100 Stück im Papierbeutel





Auf einen Blick

- Aus Verbandmull DIN EN 14079
- 20-fädig, 32-Fach gelegt, unsteril
- weiches Material
- besonders anschmiegsam
- hoher Tragekomfort
- hervorragende Saugfähigkeit
- ohne Röntgenkontrastfaden
- alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden
- 100% Baumwolle
- sterilisierbar (134 °C)
- 100 Stück im Papierbeutel

Produktinformationen

Gazin Mullkompressen sind weich, saugfähig und luftdurchlässig. Da alle Schnittkanten innen liegen, sind keine Randfäden vorhanden. Das Sortiment umfasst sterile Mullkompressen ohne sowie unsterile Kompressen mit oder ohne Röntgenkontrastfaden. Sterile Mullkompressen mit Röntgenkontrastfaden sind unter dem Markennamen Setpack verfügbar.



Produkteigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 17-fädig
- alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden
- gute Saugfähigkeit

Anwendungsbereiche

- zur Wundreinigung
- zur Wundabdeckung
- zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

100% Baumwolle

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	10942	10942	01401994	50 Stck.	21,05 €	PB, SSB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: