

Gazin Mullkompresse - steril - 8-fach - 17-fädig - ohne RK

Gebrauchsfertige Mullkompressen aus
Verbandmull ✓ steril ✓ ohne
Röntgenkontrastfaden ✓ DIN EN 14079 ✓ 17-
fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten ✓
Anzahl der Lagen: 8-Fach gelegt ✓
Abmessungen 7,5 x 7,5 cm ✓ Packungen á 5
Kompressen ✓ Verpackungseinheit = 5 x 20 =
100 Stück





Auf einen Blick

- Aus Verbandmull DIN EN 14079
- 17-fädig, 8-Fach gelegt, steril
- Packungen á 5 Kompressen
- weiches Material
- besonders anschmiegsam
- hoher Tragekomfort
- hervorragende Saugfähigkeit
- ohne Röntgenkontrastfaden
- alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden
- 100% Baumwolle
- paarweise eingesiegelt
- Kartoninhalt: 5 x 10 = 100 Stück

Produktinformationen

Gazin Mullkompressen sind weich, saugfähig und luftdurchlässig. Da alle Schnittkanten innen liegen, sind keine Randfäden vorhanden.



Produkteigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 17-fädig
- alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden
- gute Saugfähigkeit

Anwendungsbereiche

- zur Wundreinigung
- zur Wundabdeckung
- zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

100% Baumwolle

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
7,5 x 7,5 cm	11624	11624	01561031	100 Stck.	8,55 €	PB, SSB	
10 x 10 cm	11586	11586	01561031	100 Stck.	11,07 €	PB, SSB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: