

Gazin Mullkompressen - unsteril - 8-fach - 17-fädig - mit RK

Gebrauchsfertige Mullkompressen aus
Verbandmull ✓ steril ✓ mit
Röntgenkontrastfaden ✓ DIN EN 14079 ✓ 17-
fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten ✓
paarweise eingesiegelt ✓ Anzahl der Lagen: 8-
Fach gelegt ✓ Abmessungen 7,5 x 7,5 cm ✓
Verpackungseinheit = 100 Stück





Auf einen Blick

- Schlitzkompressen mit Y-Einschnitt
- Aus Verbandmull DIN EN 14079
- 17-fädig, 8-Fach gelegt, unsteril
- weiches Material
- besonders anschmiegsam
- hoher Tragekomfort
- hervorragende Saugfähigkeit
- **mit Röntgenkontrastfaden**
- alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden
- 100% Baumwolle
- paarweise eingesiegelt
- Kartoninhalt: 100 Stück

Produktinformationen

Gazin Schlitzkompressen sind weich, saugfähig und luftdurchlässig. Da alle Schnittkanten innen liegen, sind keine Randfäden vorhanden.



Produkteigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 17-fädig
- alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden
- gute Saugfähigkeit

Anwendungsbereiche

- zur Wundreinigung
- zur Wundabdeckung
- zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

100% Baumwolle

Röntgenkontrastfaden:

blau, Polypropylen

Polyestergarn, Bariumsulfat

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	10947	10947	00000000	100 Stck.	27,00 €	PB, SSB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: