

# Schnelldesinfektion Unigloves Wischdesinfektion Lemon Fresh

## Gebrauchsfertige Desinfektion für Inventar und Flächen



### Auf einen Blick

- für Inventar und Flächen
- gebrauchsfertig
- aldehyd- und phenolfrei
- HBV/HIV wirksam 1 min.
- Hepatitis C wirksam 30 sek.
- VAH gelistet

### Produktinformationen

**Unigloves Spru?hdesinfektion** ist ein gebrauchsfertiges und nach neuesten Technologien entwickeltes Hochleistungs- pra?parat zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und medizinischem Inventar auf Ethanol- und QUATS-Basis wirkend im Sinne des Medizinproduktgesetzes.

### Produkteigenschaften

### Anwendungsbereiche

Unigloves Spru?hdesinfektion ist fu?r alle Bereiche der Praxis und des Krankenhauses geeignet:

- Alle dental-medizinischen Bereiche
- Behandlungseinheiten, OP-Tische, medizinisches Inventar, usw.
- Desinfektion kleiner Gera?te

### Produktrichtlinien und Hinweise

#### **Besondere Hinweise:**

Vor Gebrauch immer die Pra?parateinformationen und das Sicherheitsdatenblatt lesen.

#### **Lagerungshinweis:**

Ku?hl lagern, Erhitzen fu?hrt zu Druckerho?hungen und Berstgefahr. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schu?tzen Beha?lter an einem gut gelu?fteten Ort aufbewahren Vor Feuer schu?tzen

### Produktzusammensetzung

#### **In 100,0 g der Lo?sung sind enthalten:**

33,66 g Ethanol, 15,84 g 2-Propanol, 0,05 g Dimethyldide- cyl- ammoniumchlorid, Geruchsstoffe, pH-Regulator

### Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
5 Liter-Kanister	90-005	90-005	0000000	5 l	25,00 €	PB	
10 Liter-Kanister	90-010	90-010	0000000	10 l	39,00 €	PB	
1 Liter-Flasche	90-001	90-001	0000000	1 l	6,50 €	PB	

### Publikationen

**Ihre Bestellinformationen**

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: