

Handschuhe Nitril L&R Sentina Ambidextrous Lavendelblau

Lavendelblau: Ungepuderte Untersuchungs-
und Schutzhandschuhe für den
Einmalgebrauch aus Nitril





Auf einen Blick

Produkteigenschaften

Typ	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
Handschuhmaterial	Nitril
Ausführung	unsteril
Puder	puderfrei
Farbe	Lavendel-Blau
Design	beidhändig passend
Handschuhform	Flach mit Rollrand
Innenfläche	beschichtet
Oberfläche	Mikrorau Handfläche
Gesamtlänge/Grösse gemäß EN 455-3	median 240 mm
Wanddicke (doppelt) im Handflächenbereich	median 0,14 mm
Dichtheit gemäß EN455-1	AQL 1,5
Reisskraft gemäß EN 455-2	≥ 6N
Lagerfähigkeit in Originalverpackung	3 Jahre
Verfügbare Größen	S, M, L, XL
Qualitätssicherung gemäß PSA	EN 374 CAT III, EN 388, EN 420
Qualitätssicherung gemäß MPG	EN 455 Teil 1-4
Verwendungszweck	Medizinprodukt Klasse I Einmal-Schutzhandschuh - PSA Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)
Lebensmittelzulassung	Ja

Produktinformationen

Gutes Tastgefühl ist neben Schutz, Tragekomfort und Hautfreundlichkeit das wesentlichste Beurteilungskriterium bei der Wahl des richtigen Untersuchungshandschuhs. Der Ambidextrous Nitrile kombiniert diese Eigenschaften in einem einzigartigen, außergewöhnlich leichten Handschuh.

Wesentliche Produktvorteile:

- Schützt Anwender und Patienten vor Übertragung von Infektionen gemäß EN 4551. Zudem erfüllen die Handschuhe auch die Anforderungen nach Virendurchlässigkeit nach ASTM F 1671
- Das elastische Material bietet höchsten Tragekomfort und maximales Tastgefühl
- Die strukturierten Fingerkuppen garantieren einen stets sicheren Griff, selbst in feuchter Umgebung
- Der Handschuh ist puderfrei und enthält keine Naturlatex- Proteine. Damit ist er bestens geeignet für Typ-I-Allergiker, die auf den Komfort von Latex nicht verzichten wollen

Wichtigste Produktmerkmale:

- Schutz vor Infektionen – virendicht für Anwender und Patienten
- hoher Tragekomfort – durch das innovative, weiche Material
- exzellentes Tastgefühl – durch optimierte Wanddicke
- frei von Naturlatex (geeignet für Typ-I-Allergiker)

Produkteigenschaften

ArtNr	-	32520	32521	32522	32523
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L 8-9	XL 9-10
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	≥ 110 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm



Anwendungsbereiche

Anwendungsempfehlung

Virenschutz	ja
Chemikalienschutz / Beständigkeit	ja
zytostatikageeignet	ja
Lebensmittelunbedenklichkeit	ja

Produktrichtlinien und Hinweise

Kennzeichnung

MPG (Richtlinie über Medizinprodukte)	CE-Klasse I
PSA (persönliche Schutzausrüstung)	Kategorie III, komplexes Risiko
ASTM	ja
EN 455-1 bis 4	ja
EN 420	ja
EN 374-1 bis 3	ja
AQL (Dichtheit gem. EN 455-1)	1,5

Produktzusammensetzung

Nitrile-Butadien-Rubber (NBR)

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
S	32520	32520	10071745	200 Stck.	10,50 €	PB	
M	32521	32521	10071745	200 Stck.	10,50 €	PB	
L	32522	32522	10071745	200 Stck.	10,50 €	PB	
XL	32523	32523	10071745	180 Stck.	9,50 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: