

# Handschuhe Nitril Sempermed Sempercare Velvet lavendelblau

Untersuchungs- und Schutzhandschuhe für  
den Einmalgebrauch aus Nitril





## Auf einen Blick

### Produkteigenschaften

<b>Typ</b>	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
<b>Handschuhmaterial</b>	Nitrile
<b>Ausführung</b>	unsteril
<b>Puder</b>	puderfrei
<b>Farbe</b>	<b>Lavendel-Blau</b>
<b>Design</b>	beidhändig passend
<b>Handschuhform</b>	Flach mit Rollrand
<b>Innenfläche</b>	beschichtet
<b>Oberfläche</b>	Mikrorau Handfläche
<b>Gesamtlänge/Grösse</b> gemäß EN 455-3	median 240 mm
<b>Wanddicke (doppelt)</b> im Handflächenbereich	<b>median 0,11 mm</b>
<b>Dichtheit</b> gemäß EN455-1	AQL 1,5
<b>Reisskraft</b> gemäß EN 455-2	≥ 6N
<b>Lagerfähigkeit</b> in Originalverpackung	3 Jahre
<b>Verfügbare Größen</b>	XS, S, M, L, XL
<b>Qualitätssicherung</b> gemäß PSA	EN 374 CAT III, EN 420
<b>Qualitätssicherung</b> gemäß MPG	EN 455 Teil 1-4
<b>Verwendungszweck</b>	Medizinprodukt Klasse I Einmal-Schutzhandschuh - PSA Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)
<b>Lebensmittelzulassung</b>	Ja

## Produktinformationen

Der SempercareVelvet hat sich auf dem Markt bereits etabliert. Dieser Untersuchungshandschuh ist eine samtweiche und federleichte latexfreie Alternative für jene, die einen Handschuh mit außergewöhnlicher Kombination aus Tastvermögen und Festigkeit suchen. Die innovative, neue Material-Rezeptur erlaubt bei reduzierter Wandstärke maximalen Schutz vor Infektionen und bietet überdies hervorragenden Tragekomfort. Das samtweiche lavendelblaue Material schmiegt sich wie eine zweite Haut an und eignet sich besonders für Personen mit sensibler oder strapazierter Haut.

**Wesentliche Produktvorteile:**

- samtweiches Material – schmiegt sich an wie eine zweite Haut
- exzellentes Tastgefühl bis in die Fingerspitzen
- hoher Tragekomfort – eignet sich besonders für Personen mit sensibler oder strapazierter Haut
- reduzierte Wandstärke

Großenfarbcode Dispenserbox – für schnelle Identifikation der richtigen Handgröße



**Produkteigenschaften**

ArtNr	106401	106402	106403	106404	106405
<b>Größe</b>	<b>XS = 5-6</b>	<b>S = 6-7</b>	<b>M = 7-8</b>	<b>L 8-9</b>	<b>XL 9-10</b>
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	≥ 110 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm



## Anwendungsbereiche

Anwendungsempfehlung

Virenschutz	ja
Chemikalienschutz / Beständigkeit	ja
zytostatikageeignet	ja
Lebensmittelunbedenklichkeit	ja

## Produktrichtlinien und Hinweise

Kennzeichnung

<b>MPG (Richtlinie über Medizinprodukte)</b>	CE-Klasse I
<b>PSA (persönliche Schutzausrüstung)</b>	Kategorie III, komplexes Risiko
<b>ASTM</b>	ja
<b>EN 455-1 bis 4</b>	ja
<b>EN 420</b>	ja
<b>EN 374-1 bis 3</b>	ja
<b>AQL (Dichtheit gem. EN 455-1)</b>	ja

## Produktzusammensetzung

Nitrile-Butadien-Rubber (NBR)

### Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
XS	106401	32615	12643849	200 Stck.	13,20 €	PB	
S	106402	106402	12643855	200 Stck.	13,20 €	PB	
M	106403	106403	12643861	200 Stck.	13,20 €	PB	
L	106404	106404	12643878	200 Stck.	13,20 €	PB	
XL	106405	106405	12643884	180 Stck.	13,20 €	PB	

### Publikationen

**Ihre Bestellinformationen**

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: