

Latexhandschuhe - Sentina Ambidextrous - Hochwertige Untersuchungs- und Schutzhandschuhe für den Einmalgebrauch aus Latex





Auf einen Blick

Produkteigenschaften

Typ	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
Handschuhmaterial	Latex
Ausführung	unsteril
Puder	puderfrei
Farbe	Naturweiß
Design	beidhändig passend
Handschuhform	Flach mit Rollrand
Innenfläche	chloriert
Oberfläche	extraglatt, Finger texturiert
Gesamtlänge/Grösse gemäß EN 455-3	median 240 mm
Wanddicke (doppelt) im Handflächenbereich	median 0,27 mm
Dichtheit gemäß EN455-1	AQL 1,5
Reisskraft gemäß EN 455-2	≥ 9N
Lagerfähigkeit in Originalverpackung	3 Jahre
Verfügbare Größen	XS,S, M, L, XL
Qualitätssicherung gemäß PSA	EN 374 CAT III, EN 388, EN 455
Qualitätssicherung gemäß MPG	EN 455 Teil 1-4
Verwendungszweck	Medizinprodukt Klasse I Einmal-Schutzhandschuh - PSA Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)
Lebensmittelzulassung	Ja

Produktinformationen

Der **Sentina Ambidextrous** Untersuchungshandschuh unsteril besteht aus hellem Latex mit Rollrand. Der puderfreie Handschuh wird innen synthetisch beschichtet, ist flüssigkeitsdicht und reißfest. Er vermittelt ein ausgezeichnetes Tastgefühl und einen sicheren Griff durch die texturierte Oberfläche. Der Sentina Ambidextrous Untersuchungshandschuh eignet sich hervorragend für die verschiedensten Bereiche.

Wesentliche Produktmerkmale:

- hervorragend anzuziehen – durch spezielle Innenbeschichtung
- hoher Tragekomfort – durch eigens entwickelte Passform

Produkteigenschaften

ArtNr	-	51125	51126	51127	-
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L 8-9	XL 9-10
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	≥ 110 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm



Anwendungsbereiche

Anwendungsempfehlung

Virenschutz	ja
Chemikalienschutz / Beständigkeit	ja
zytostatikageeignet	nein
Lebensmittelunbedenklichkeit	ja

Produkt Richtlinien und Hinweise

Kennzeichnung

MPG (Richtlinie über Medizinprodukte)	CE-Klasse I
PSA (persönliche Schutzausrüstung)	Kategorie III, komplexes Risiko
ASTM	ja
EN 455-1 bis 4	ja
EN 420	ja
EN 374-1 bis 3	ja
AQL (Dichtheit gem. EN 455-1)	1,5

Produktzusammensetzung

Naturlatex (NR)

Warnhinweis:

Handschuhe enthalten Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
Größe S	51125	51125	03779403	100 Stck.	4,50 €	PB	
Größe M	51126	51126	00816925	100 Stck.	4,50 €	PB	
Größe L	51127	51127	00816931	100 Stck.	4,50 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: