

Handschuhe Latex B. Braun Manufix Sensitive

Untersuchungs- und Schutzhandschuhe für den Einmalgebrauch aus Latex ✓ sicherer Griff durch mikrorauhe Oberfläche und strukturierte Fingerbereiche ✓ synthetische Innenbeschichtung für hohen Komfort ✓ auf Desinfektionsmittel-Beständigkeit getestet ✓ Naturlatex ✓ puderfrei ✓ unsteril ✓ Naturweiß ✓ AQL 1,5 ✓ Größe S (5 - 6) ✓
Verpackungseinheit = 100 Stk. im Spenderkarton



Auf einen Blick

Produkteigenschaften

Typ	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
Handschuhmaterial	Latex
Ausführung	unsteril
Puder	puderfrei
Farbe	Naturweiß
Design	beidhändig passend
Handschuhform	Flach mit Rollrand
Innenfläche	synthetische Innenbeschichtung
Oberfläche	extraglatt, Finger texturiert
Gesamtlänge/Grösse gemäß EN 455-3	median 240 mm
Wanddicke (doppelt) im Handflächenbereich	median 0,30 mm
Dichtheit gemäß EN455-1	AQL 1,5
Reisskraft gemäß EN 455-2	≥ 3N
Lagerfähigkeit in Originalverpackung	3 Jahre
Verfügbare Größen	S, M, L, XL
Qualitätssicherung gemäß PSA	EN 374 CAT III, EN 455
Qualitätssicherung gemäß MPG	EN 455 Teil 1-4
Verwendungszweck	Medizinprodukt Klasse I Einmal-Schutzhandschuh - PSA Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)
Lebensmittelzulassung	Ja

Produktinformationen

Innenbeschichteter Qualitäts-Untersuchungshandschuh aus hochelastischem Naturlatex für hohe Ansprüche.

Wesentliche Produktvorteile:

- unsteril, puderfrei, thiuramfrei
- sicherer Griff durch mikrorauhe Oberfläche und strukturierte Fingerbereiche
- synthetische Innenbeschichtung für hohen Komfort
- mit Rollrand, passend links und rechts
- entspricht DIN EN 455
- getestet nach ASTM F 1671-07 (Virale Penetration) und EN 374
- schützend als Schutzhandschuh nach EN 420 und PSA 89/686/EWG, Kat. III
- auf Desinfektionsmittel-Beständigkeit getestet
- auch für die Lebensmittelverarbeitung geeignet

Produkteigenschaften

ArtNr	-	57949	40676	43866	101854
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L 8-9	XL 9-10
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	≥ 110 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm



Anwendungsbereiche

Anwendungsempfehlung

Virenschutz	ja
Chemikalienschutz / Beständigkeit	ja
zytostatikageeignet	nein
Lebensmittelunbedenklichkeit	ja

Produktrichtlinien und Hinweise

Kennzeichnung

MPG (Richtlinie über Medizinprodukte)	CE-Klasse I
PSA (persönliche Schutzausrüstung)	Kategorie III, komplexes Risiko
ASTM	ja
EN 455-1 bis 4	ja
EN 420	ja
EN 374-1 bis 3	ja
AQL (Dichtheit gem. EN 455-1)	1,5

Produktzusammensetzung

Naturlatex (NR)

Warnhinweis:

Handschuhe enthalten Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
S	57949	9209441	03444513	100 Stck.	7,50 €	PB	
M	40676	9209468	03444536	100 Stck.	7,90 €	PB	
L	43866	9209484	03444542	100 Stck.	7,90 €	PB	
XL	101854	9209499	03462936	90 Stck.	7,90 €	PB	

Publikationen



Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: