

# Silkafix - Heftpflaster - Rolle auf Kunststoff- Knipsspule - mit Schutzring

Für die Fixierung von Kompressen, Binden,  
Venenkathetern, Kanülen, Drainagen und  
Sonden – quer und längs reißbar





### Auf einen Blick

- Zur Fixierung von Kompressen, Binden etc.
- Unelastisch
- Quer und längs von Hand reißbar
- gut haftender Klebstoff, der rückstandsarm von der Haut entfernt werden kann
- Wasser- und schmutzabweisend
- Besonders hautfreundlich
- hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff
- Mit Polyacrylatkleber (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
- Farbe: weiß
- Rolle auf Kunststoff-Knipsspule

### Produktinformationen

Mit dem Silkafix Heftpflaster lassen sich Wundauflagen, Mullbinden, Katheter, Kanülen und Sonden mit wenigen Handgriffen und sekundenschnell fixieren. Das hautfreundliche Fixierpflaster aus Kunstseidentaft ist mit Polyacrylatkleber beschichtet, der einen guten Halt gewährleistet, sich aber trotzdem rückstandsarm wieder von der Haut ablösen lässt. Silkafix ist wasser- und schmutzabweisend, quer und längs reißbar und unelastisch.



### Produkteigenschaften

- quer und längs reißbar
- nicht dehnbar
- hautfreundlich
- gut haftend
- hinterlässt keine Klebstoffrückstände auf der Haut

### Anwendungsbereiche

zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Drainagen und Sonden

### Produktrichtlinien und Hinweise

### Produktzusammensetzung

Kunstseidentaft, weiß, 100 % Acetat, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

### Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
1,25 cm x 5 m	34324	34324	03277050	1 Stck.	2,35 €	PB, SSB	
2,5 cm x 5 m	34325	34325	03277067	1 Stck.	3,92 €	PB, SSB	
5 cm x 5 m	34326	34326	03268789	1 Stck.	7,07 €	PB, SSB	

### Publikationen

**Ihre Bestellinformationen**

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

\_\_\_\_\_  
Stempel

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Anmerkungen: