

Silkafix - Heftpflaster - Rolle auf Pappkern - ohne Schutzring

Für die Fixierung von Kompressen, Binden,
Venenkathetern, Kanülen, Drainagen und
Sonden – quer und längs reißbar



Auf einen Blick

- Zur Fixierung von Kompressen, Binden etc.
- Unelastisch
- Quer und längs von Hand reißbar
- gut haftender Klebstoff, der rückstandsarm von der Haut entfernt werden kann
- Wasser- und schmutzabweisend
- Besonders hautfreundlich
- hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff
- Mit Polyacrylatkleber (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
- Farbe: weiß
- Rolle auf Pappkern

Produktinformationen

Mit dem Silkafix Heftpflaster lassen sich Wundauflagen, Mullbinden, Katheter, Kanülen und Sonden mit wenigen Handgriffen und sekundschnell fixieren. Das hautfreundliche Fixierpflaster aus Kunstseidentaft ist mit Polyacrylatkleber beschichtet, der einen guten Halt gewährleistet, sich aber trotzdem rückstandsarm wieder von der Haut ablösen lässt. Silkafix ist wasser- und schmutzabweisend, quer und längs reißbar und unelastisch.



Produkteigenschaften

- quer und längs reißbar
- nicht dehnbar
- hautfreundlich
- gut haftend
- hinterlässt keine Klebstoffrückstände auf der Haut

Anwendungsbereiche

zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Drainagen und Sonden

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Kunstseidentaft, weiß, 100 % Acetat, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Bestellinformationen

| Typ | ArtNr | HerstellerNr | PZN | VE | Preis | Verordnungshinweis | Bestellmenge |
|-----------------|-------|--------------|----------|----------|---------|--------------------|--------------|
| 1,25 cm x 9,2 m | 34327 | 34327 | 04860314 | 24 Rolle | 46,10 € | PB, SSB | |
| 2,5 cm x 9,2 m | 34328 | 34328 | 04860320 | 12 Rolle | 42,43 € | PB, SSB | |
| 5 cm x 9,2 m | 34329 | 34329 | 04860337 | 6 Rolle | 41,57 € | PB, SSB | |

Publikationen



Ihre Bestellinformationen

| | |
|-------------------|--|
| Ihre Kundennummer | |
| Firma / Praxis | |
| Ansprechpartner | |
| Straße | |
| PLZ / Ort | |
| Telefon / Fax | |
| Mail | |

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: