

# Handschuhe Latex Unigloves Black Mamba schwarz

Schwarze Untersuchungs- und  
Schutzhandschuhe für den Einmalgebrauch  
aus Latex – Naturlatex, puderfrei, unsteril





## Auf einen Blick

### Produkteigenschaften

<b>Typ</b>	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
<b>Handschuhmaterial</b>	Naturlatex
<b>Ausführung</b>	unsteril
<b>Puder</b>	puderfrei
<b>Farbe</b>	<b>Schwarz</b>
<b>Design</b>	beidhändig passend
<b>Handschuhform</b>	Flach mit Rollrand
<b>Innenfläche</b>	beschichtet, chloriert
<b>Oberfläche</b>	Mikrorau Handfläche
<b>Gesamtlänge/Grösse</b> gemäß EN 455-3	median 240 mm
<b>Wanddicke (doppelt)</b> im Handflächenbereich	<b>median 0,11 mm</b>
<b>Dichtheit</b> gemäß EN455-1	AQL 1,5
<b>Reisskraft</b> gemäß EN 455-2	≥ 6N
<b>Lagerfähigkeit</b> in Originalverpackung	3 Jahre
<b>Verfügbare Größen</b>	S, M, L, XL
<b>Qualitätssicherung</b> gemäß PSA	EN 455, ASTM D 3578-05 und 6124-06
<b>Qualitätssicherung</b> gemäß MPG	EN 455 Teil 1-4
<b>Verwendungszweck</b>	Medizinprodukt Klasse I Einmal-Schutzhandschuh - PSA Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)
<b>Lebensmittelzulassung</b>	Ja

## Produktinformationen

Der Unigloves Black Mamba ist ein puderfreier Latexhandschuhe in der Farbe schwarz. Er ist hypoallergen und besitzt eine mikrogeraute Handfläche. Der Unigloves Black Mamba Latexhandschuh ist hergestellt nach EN 455, T. 1-3. Die Einmal-Handschuhe sind unsteril und haben einen AQL von 1,5 sowie einen Proteingehalt < 50µg/g. Die Unigloves Select Black Latexhandschuhe erfüllen die Anforderung von ASTM D 3577-91, EN 455 Teil 1-4. Hergestellt gemäß GMP

**Wesentliche Produktvorteile:**

- Schwarz
- Unsteril, Puderfrei, Rollrand
- mikrogeraute Handfläche
- Niedriger Proteingehalt
- Lebensmittelzulassung
- hergestellt nach EN 455, T1-4
- AQL 1,5

**Produkteigenschaften**

ArtNr	2902	2903	2904	2905
<b>Größe</b>	<b>S = 6-7</b>	<b>M = 7-8</b>	<b>L 8-9</b>	<b>XL 9-10</b>
Breite	84 ± 3 mm	94 ± 3 mm	105 ± 3 mm	113 ± 3 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm



## Anwendungsbereiche

Anwendungsempfehlung

Virenschutz	ja
Chemikalienschutz / Beständigkeit	nein
zytostatikageeignet	nein
Lebensmittelunbedenklichkeit	ja

## Produktrichtlinien und Hinweise

Kennzeichnung

<b>MPG (Richtlinie über Medizinprodukte)</b>	CE-Klasse I
<b>PSA (persönliche Schutzausrüstung)</b>	Kategorie I, niedriges Risiko
<b>ASTM</b>	ja
<b>EN 455-1 bis 4</b>	ja
<b>EN 420</b>	nein
<b>EN 374-1 bis 3</b>	nein
<b>AQL (Dichtheit gem. EN 455-1)</b>	1,5

## Produktzusammensetzung

Hochwertiges Naturlatex

### **Warnhinweis:**

Handschuhe enthalten Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

### Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
S	2902	2902	00000000	100 Stck.	4,95 €	PB	
M	2903	2903	00000000	100 Stck.	4,95 €	PB	
L	2904	2904	00000000	100 Stck.	4,95 €	PB	
XL	2905	2905	00000000	100 Stck.	4,95 €	PB	

### Publikationen

**Ihre Bestellinformationen**

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: