


OP-Abdecksystem L&R Raucodrape PRO Universal-Set I steril



Auf einen Blick

Spezifikation

Hersteller	Lohmann & Rauscher
Produktbezeichnung	Raucodrape PRO Universal-Set I
Herstellernummer	33307
Beschreibung	Vier-Tuch-Abdeckung mit zusätzlicher Verstärkungszone um das Operationsfeld für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe
Ausführung	OP-Abdecksystem
Anwendungsbereich	Allgemeinchirurgie
verwendete Materialien	- Raucodrape 2-lagig - Handtücher - Klebestreifen - PE-Folie
Produktzusammensetzung	2-lagiges Material aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies - 1 x Tischabdeckung 150 x 190 cm - 2 x Handtücher 30 x 40 cm - 1 x Instrumententischbezug 80 x 145 cm - 1 Klebestreifen 9 x 50 cm
Inhalt	- 2 Klebetücher, 2-lagig Plus 75 x 90 cm - 1 Klebetuch, 2-lagig Plus 175 x 180 cm Klebestreifen 80 cm - 1 Klebetuch, 2-lagig Plus 150 x 250 cm Klebestreifen 15 + 70 + 15 cm
Steril	✓
Verpackungseinheit	13 Sets (einzeln steril verpackt)
Anmerkungen	___ markiert die Seite mit Klebefläche sk = selbstklebend

Produktinformationen

Zwei-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe im Halsbereich, z.B. an der Schilddrüse. 2-lagiges Material für OPs mit normalem Flüssigkeitsanfall

Wesentliche Produktmerkmale Raucodrape 2-lagig

- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeitspenetration
- sichere Barrierewirkung gegen Bakterienpenetration
- hohe Reißfestigkeit - trocken und nass
- vollflächig sugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- sehr partikelarm

Produkteigenschaften

Seite 2

Anwendungsbereiche

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	33307	33307	00000000	13 Sets	247,10 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: