

Vliesstoff-Kompresse L&R Zemuko gerollt im Klarsichtspender unsteril

Zellstoff-Vliesstoff-Kompresse von der Rolle,
gebrauchsfertig ✓ aus hochgebleichtem
Zellstoff DAB mit einseitiger Vliesstoffauflage
(67 % Viskose, 33 % Polyester) ✓ faltenfrei
durch Punktrasterverbund, auch zum Auslegen
von Glasschalen, Instrumenten- und sonstigen
Behältern ✓ im Klarsichtspender ✓
Abmessungen 10 cm x 1 m ✓
Verpackungseinheit = 1 Stück





Auf einen Blick

- **Zemuko Vliesstoff-Kompresse, von der Rolle, zusätzlich auch zum Auslegen von Instrumentenschalen**
- **gerollt, im Klarsichtspender**
- aus hochgebleichtem Zellstoff DAB
- für mäßig bis stark exsudierende Wunden
- als zusätzliche Saugschicht
- für Salbenverbände
- für feuchte Umschläge
- zum Polstern

Produktinformationen

Weiche, wirtschaftliche Universalkompresse, bestehend aus einer feinen Vliesstofflage mit einer Saugschicht aus hochgebleichtem Zellstoff. Der wundfreundliche Vliesstoff und die Sauglage sind durch Punktraster faltenfrei miteinander verbunden. Zemuko Kompressen lassen sich daher randfest und fusselfrei von der Rolle schneiden. Zemuko Kompressen sind auch mit allseitiger Mullumhüllung erhältlich.



Produkteigenschaften

- weiche, wirtschaftliche Universalkompresse
- wundfreundlicher Vliesstoff
- randfest schneidbar von der Rolle

Anwendungsbereiche

- für mäßig bis stark exsudierende Wunden
- als zusätzliche Saugschicht
- für Salbenverbände
- für feuchte Umschläge
- zum Polstern

Produktrichtlinien und Hinweise

Hinweise:

stets mit der Vliesstoffoberfläche zur Wundseite applizieren

Tipp:

Kombispender erhältlich, geeignet für gerollte Verbandstoffe in Praxis und Ambulanz, zum Beispiel Gazin, Zemuko und Zelletten

Produktzusammensetzung

Zellstoff, Polyester, Viskose, Dispersionskleber

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
10 cm x 1 m	23512	23512	01144066	1 Rolle	1,70 €	PB	
10 cm x 2 m	23515	23515	01226396	1 Rolle	2,50 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: