

OP-Abdecktuch Raucodrape PRO OP- Abdecktücher 2-lagig steril

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige
Abdeckung von Patient und Inventar im OP
und in der Ambulanz ✓ 2-lagiges Material aus
reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem
Polypropylenvlies ✓ steril ✓ Abmessungen 75
x 95 cm ✓ Verpackungseinheit = 40 Stück





Auf einen Blick

Spezifikation

Hersteller	Lohmann & Rauscher
Herstellernummer	33005
Anwendungsbereich	Abdeckung von Patient und Inventar im OP und in der Ambulanz.
Variante	OP-Abdecktuch
Material	2-lagiges Material für OP's mit normalen Flüssigkeitsanfall
Produktzusammensetzung	2-lagiges Material aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies
Abmessungen	75 x 95 cm
Steril	✓
Reißfestigkeit getestet nach ISO 9073-3	55 bis 102
Wasseraufnahmevermögen getestet nach ISO 9073-6	250 ml
Flüssigkeitspenetration getestet nach EN 20811	125 cm
Farbe	Grün
Verpackungseinheit	40 Stück (einzeln steril verpackt)

___ markiert die Seite mit Klebefläche

Produktinformationen

2-lagiges Material für OPs mit normalem Flüssigkeitsanfall

Bei den Raucodrape PRO OP-Abdecktüchern handelt es sich um flüssigkeits- undurchlässige, gut drapierfähige Abdeckungen. Die Tücher bestehen aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies. Sie werden zur Abdeckung sowohl von Patient als auch Inventar im OP sowie in der Ambulanz verwendet.

Wesentliche Produktmerkmale:

- für OPs mit niedrigem bis normalem Flüssigkeitsanfall
- sind vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- erfüllen die Anforderungen des High-Performance-Standards gemäß EN 13795
- verbessern die Anwendungssicherheit
- erhöhen den Anwendungskomfort
- ermöglichen eine wirksame Infektionsprophylaxe im OP
- sind hervorragend drapierfähig



Produkteigenschaften

- vollflächig saugfähig und flu?ssigkeitsundurchlässig
- erfu?llen und übertreffen oftmals die Anforderungen der DIN EN 13795
- erhöhen den Anwendungskomfort
- ermöglichen eine wirksame Infektionsprophylaxe im OP
- gut drapierfähig
- anwenderfreundlich gefaltet
- eindeutige Piktogramme
- alle Produkte sind mit doppelten Dokumentationsetiketten ausgestattet

Anwendungsbereiche

Patienten- und Geräteabdeckung bei operativen Eingriffen

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
100 x 150 cm	33008	33008	06162057	27 Stck.	37,86 €	PB	
75 x 90 cm	33005	33005	06162005	40 Stck.	38,58 €	PB	
90 x 110 cm	33190	33190	10825339	25 Stck.	29,35 €	PB	
150 x 180 cm	33009	33009	06162063	13 Stck.	53,58 €	PB	
150 x 240 cm	33004	33004	06706988	13 Stck.	60,85 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: