

Curafix i.v. Control - transparenter Kanülenfixierverband

Sichtfenster sorgt für Durchblick: Ideal zur
Fixierung aller gängigen peripheren venösen &
arteriellen Verweilkanülen



Auf einen Blick

- **Kanülenfixierverband**
- **Vliesstoff-Folien-Lamination**
- Sichtfenster ermöglicht die ständige Kontrolle der Punktionsstelle
- Besonders leicht zu applizieren
- Zuverlässiger Infektionsschutz
- Abgerundete Ecken verhindern ein Aufrollen und erhöhen dadurch die Tragedauer
- Mittige Schlitzung und Lochstanzung
- Keim- und bakteriendicht
- Abwaschbar
- Desinfektionsmittelbeständig
- Durchlässig für Wasserdampf
- Latexfrei
- Kann mehrere Tage auf der Haut verbleiben
- Mit zusätzlichem sterilem Polsterkissen ausgestattet

Produktinformationen

Curafix® i.v. control - der wirtschaftliche Allrounder

Der Kanülenfixierverband Curafix i.v. control überzeugt durch seine einfache Konstruktion aus Vliesstoff-Folienlamination. Dieses Design vereinfacht die Anwendung erheblich: Curafix i.v. control wird wie ein herkömmliches Vliesstoffpflaster aufgebracht — ohne aufwendige Handgriffe oder komplizierte Applikationstechniken. Das bedeutet eine Arbeitserleichterung und vor allem mehr Sicherheit für Anwender und Patienten.

Curafix® i.v. control - schützt vor Infektionen

Curafix i.v. control ist keim- und bakteriendicht. Zusätzlich ermöglichen die passgenaue Abdichtung und vollflächige Folienlamination einen zuverlässigen Infektionsschutz. Der abwaschbare Fixierverband ist zudem beständig gegenüber Desinfektionsmitteln. Die latexfreie Vliesstoff-Folienlamination von Curafix i.v. control weist eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Feuchtigkeitsstau wird vermieden. Der Fixierverband kann mehrere Tage getragen werden.



1. Sichtfenster — zur Kontrolle von Punktionsstelle und Einstichkanal
2. Folienlamination — abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig, keim- und bakteriendicht
3. steriles Polsterkissen — zur Vermeidung von Druckstellen
4. mittige Schlitzung — Infektionsschutz durch passgenaue Abdichtung
5. Lochstanzung — zur einfachen Positionierung
6. abgerundete Ecken — verhindern das Aufrollen

Produkteigenschaften

- Vliesstoff-Folienlamination mit Sichtfenster zur Kontrolle der Punktionsstelle
- einfache Applikation
- zuverlässiger Infektionsschutz durch passgenaue Abdichtung
- abgerundete Ecken
- bakteriendicht, abwaschbar
- desinfektionsmittelbeständig
- wasserdampfdurchlässig
- gute Haftung auf der Haut
- mit zusätzlichem sterilem Polsterkissen

Anwendungsbereiche

zur schnellen und sicheren Fixierung von peripheren Verweilkanülen

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Vliesstoff: weiß, 100 % Polyester

Folie: Polyurethan

hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff

(kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	30200	30200	01320563	50 Stck.	54,00 €	PB, SSB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: