

Tattoo Mullkompresse - steril - Gebrauchsfertige Kompressen aus Verbandmull – steril



Auf einen Blick

- **sterile Gebrauchsfertige Kompressen aus Verbandmull**
- **Aus Verbandmull DIN EN 14079**
- **17-fädig, 8-Fach gelegt, nach DIN EN 14079**
- weiches Material
- besonders anschmiegsam
- hoher Tragekomfort
- hervorragende Saugfähigkeit
- ohne Röntgenkontrastfaden
- alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden
- 100% Baumwolle
- paarweise eingesiegelt
- Kartoninhalt: Packung á 5 x 2 = 10 Kompressen

Produktinformationen

Gazin Mullkompressen sind weich, saugfähig und luftdurchlässig. Da alle Schnittkanten innen liegen, sind keine Randfäden vorhanden.

Wesentliche Produktmerkmale:

- sterile Gebrauchsfertige Kompressen aus Verbandmull
- DIN EN 14079, 17-fädig, 8-fach gelegt
- paarweise eingesiegelt Kartoninhalt: 5 x 2 = 10 Kompressen



Produkteigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 17-fädig
- alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden
- gute Saugfähigkeit

Anwendungsbereiche

- zur Wundreinigung
- zur Wundabdeckung
- zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

100% Baumwolle

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
5 x 5 cm, 10 Stk. (5 x 2 Stk.)	Tattoo3600	13600	03448965	10 Stck.	0,90 €	PB, SSB	
5 x 5 cm, 50 Stk. (25 x 2 Stk.)	Tattoo3610	13610	03449002	50 Stck.	2,20 €	PB, SSB	
5 x 5 cm, 100 Stk. (50 x 2 Stk.)	Tattoo3620	13620	03449048	100 Stck.	3,95 €	PB, SSB	
7,5 x 7,5 cm, 10 Stk. (5 x 2 Stk.)	Tattoo3601	13601	03448971	10 Stck.	1,10 €	PB	
7,5 x 7,5 cm, 50 Stk. (25 x 2 Stk.)	Tattoo3611	13611	00000000	50 Stck.	2,95 €	PB	
7,5 x 7,5 cm, 100 Stk. (50 x 2 Stk.)	Tattoo3621	16321	03449054	100 Stck.	4,95 €	PB	
10 x 10 cm, 10 Stk. (5 x 2 Stk.)	Tattoo3602	13602	03448988	10 Stck.	1,50 €	PB	
10 x 10 cm, 50 Stk. (25 x 2 Stk.)	Tattoo3612	13612	00000000	50 Stck.	4,50 €	PB	
10 x 10 cm, 100 Stk. (50 x 2 Stk.)	Tattoo3622	13622	00000000	100 Stck.	6,50 €	PB	
10 x 20 cm, 50 Stk. (25 x 2 Stk.)	Tattoo3613	13613	03449031	50 Stck.	5,50 €	PB, SSB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: