


Handschuhe Latex Unigloves Select Black Small Pack 20

Einweghandschuhe aus Latex – doppelt
chloriniert & mikrorauhe Fingerspitzen





Auf einen Blick

Produkteigenschaften

Typ	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
Handschuhmaterial	Naturlatex
Ausführung	unsteril
Puder	puderfrei
Farbe	Schwarz
Design	beidhändig passend
Handschuhform	Flach mit Rollrand
Innenfläche	beschichtet, chloriert
Oberfläche	Mikrorau Handfläche
Gesamtlänge/Grösse gemäß EN 455-3	median 240 mm
Wanddicke (doppelt) im Handflächenbereich	median 0,14 mm
Dichtheit gemäß EN455-1	AQL 1,5
Reisskraft gemäß EN 455-2	≥ 6N
Lagerfähigkeit in Originalverpackung	3 Jahre
Verfügbare Größen	S, M, L, XL
Qualitätssicherung gemäß PSA	EN 374 CAT III, EN 388, EN 455, EN 420
Qualitätssicherung gemäß MPG	EN 455 Teil 1-4
Verwendungszweck	Medizinprodukt Klasse I Einmal-Schutzhandschuh - PSA Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)
Lebensmittelzulassung	Ja

Produktinformationen

Hochwertiger schwarzer Einweg-Latexhandschuhe, Premium-Produkt.

Wesentliche Produktvorteile:

- Einweg-Untersuchungshandschuh aus Latex, Schwarz
- Unsteril, Puderfrei, Rollrand
- Mikrorauhe Fingerspitzen
- Niedriger Proteingehalt
- Chemikalienschutzhandschuh
- Doppelt chloriniert
- Lebensmittelzulassung
- hergestellt nach EN 455, T1-4
- AQL 1,5

Produkteigenschaften

ArtNr	SP-2402	SP-2403	SP-2404	SP-2405
Größe	S = 6-7	M = 7-8	L 8-9	XL 9-10
Breite	80 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	≥ 110 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm



Anwendungsbereiche

Anwendungsempfehlung

Virenschutz	ja
Chemikalienschutz / Beständigkeit	ja
zytostatikageeignet	nein
Lebensmittelunbedenklichkeit	ja

Produktrichtlinien und Hinweise

Kennzeichnung

MPG (Richtlinie über Medizinprodukte)	CE-Klasse I
PSA (persönliche Schutzausrüstung)	Kategorie III, komplexes Risiko
ASTM	ja
EN 455-1 bis 4	ja
EN 420	ja
EN 374-1 bis 3	ja
AQL (Dichtheit gem. EN 455-1)	1,5

Produktzusammensetzung

Hochwertiges Naturlatex

Warnhinweis:

Handschuhe enthalten Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
S	SP-2402	SP-2402	00000000	20 Stck.	2,20 €	PB	
M	SP-2403	SP-2403	00000000	20 Stck.	2,20 €	PB	
L	SP-2404	SP-2404	00000000	20 Stck.	2,20 €	PB	
XL	SP-2405	SP-2405	00000000	20 Stck.	2,20 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: