


## Sentina Pinzetten - Splitterpinzette, gerade - 9 cm -

Sentina Pinzetten - Einweginstrumente ✓  
Variante: Splitterpinzette, gerade ✓ Größe 9,00 cm ✓ bieten dem Patienten und Anwender Sicherheit ✓ gewährleisten hohe Qualität ✓ schaffen ein präzises Handling ✓ biokompatible L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung und das Symbol für Einmalverwendung ✓ steril, einzeln verpackt ✓ Verpackungseinheit = 20 Stück im Spenderkarton





## Auf einen Blick

- **Lohmann & Rauscher - Sentina Splitterpinzette**
- **Steriles Einweginstrument**
- **Variante: Splitterpinzette, gerade, 9 cm**
- keine Inkrustierung oder andere Rückstände, da Einwegprodukt
- hochwertige rostfreie Edelstahl-Qualität nach Stahlnorm AISI 4101
- gesandstrahltes, mattes Edelstahlinstrument
- L&R Safety Mark – Sicherheitsmarkierung
- Biokompatibel
- Abriebfest
- Kein Absplittern
- Naturkautschuk- latexfreie Formulierung
- Beständig gegen Desinfektionsmittel
- volle Funktionalität ohne Verschleiß oder Materialermüdung
- keine Wartungs-, Reparatur- und Wiederaufbereitungskosten
- der verwendete Stahl ist bis zu 99 Prozent recyclebar
- Sammlung in praktischen Abwurfbehältern
- Einsparung von Wasser, Reinigungsmitteln und Energie für die Wiederaufbereitung von Mehrweginstrumenten
- wiederverschließbare Öffnungsklappe am Spenderkarton
- modular aufgebaute Verpackungsgrößen
- steril, einzeln verpackt
- Verpackungseinheit = 20 Stk.

## Produktinformationen

Wer bei chirurgischen Eingriffen oder der Wundversorgung auf Nummer sicher gehen will, verlässt sich auf Sentina Einweginstrumente. Sie sind nicht nur eindeutig von Mehrweginstrumenten zu unterscheiden, z. B. durch die L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung, sondern bieten Ihnen auch Sicherheit und hohe Qualität.

### Die Zukunft in guten Händen

Wem die Zukunft der Erde am Herzen liegt, der setzt auf Sentina Einweginstrumente. Denn wer Sentina Einweginstrumente aus recyclebarem Stahl nutzt, spart Wasser, Reinigungsmittel und Energie für die Wiederaufbereitung. Das liegt doch auf der Hand.

### Wesentliche Produktmerkmale:

- optisch auffällige Farbmarkierung in Verbindung mit der durchgestrichenen "2"
- biokompatibel
- abriebfest
- kein Absplittern
- beständig gegen Desinfektionsmittel
- naturkautschuklatexfreie Formulierung



### Produkteigenschaften

- bieten dem Patienten und Anwender Sicherheit
- gewährleisten hohe Qualität
- schaffen ein präzises Handling
- ermöglichen Einsparpotentiale
- sind eindeutig von Mehrweginstrumenten zu unterscheiden, durch die abriebfeste, biokompatible L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung und das Symbol für Einmalverwendung
- bieten eine matte Oberfläche, die Reflektionen vermindert
- haben eine wiederverschließbare Öffnungsklappe am Spenderkarton

### Anwendungsbereiche

- auf der Station und Ambulanz
- im OP und ambulant operativen Bereich
- in der Arzt-Praxis
- in der Pflege und in Pflegeheimen
- in fachübergreifenden Branchen

### Produktrichtlinien und Hinweise

#### Einweginstrumente vs. Mehrweginstrumente-Zyklus



### Produktzusammensetzung

rostfreie Edelstahl-Qualität nach Stahlnorm AISI 4101

biokompatible Farbmarkierung (L&R Safety Mark – Sicherheitsmarkierung)

### Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	34039	34039	11588812	20 Stck.	55,00 €	PB	

### Publikationen



**Ihre Bestellinformationen**

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

\_\_\_\_\_  
Stempel

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Anmerkungen: