

Desinfektionstücher Ecolab Incidin OxyWipe S

Das innovative Produkt Incidin OxyWipe S bietet den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum. Sie wirkt gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlässt aufgrund ihrer schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände. Die Wirksamkeit von OxyWipe S wurde anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet ✓ Praxisnah nach EN 16615 getestet ✓ Hohe Anwenderfreundlichkeit ✓ Exzellente Materialverträglichkeit ✓ Tuchgröße: 20 x 20 cm ✓ Verpackungseinheit = 6 x 100 Tücher



ECOLAB

Auf einen Blick

Spezifikation	
Hersteller	Henkel
3082240	119505
Variante	sporizide Reinigungs- u.Desinfektionstücher
Eigenschaften	Breites Wirkspektrum, kurze Einwirkzeiten, Gebrauchsfertig, Reinigen und Desinfizieren in einem Schritt
Einsatzgebiete	für medizinische Oberflächen und Inventar
Hygienelevel	-
Wirkspektrum	Sporizid gegen C. difficile, Bakterizid, levurozid, Fungizid, Tuberkulozid, begrenzt Viruzid, Noroviruswirksam
Darreichungsform	Gebrauchsfertig
Tuchgröße	20 x 20 cm
Reichweite ca.	-
Zusammensetzung	In 100g sind als Wirkstoffe enthalten: 1,5 g Wasserstoffperoxid
Listungen	VAH-gelistet
Dermatologisch getestet	-
Verpackungseinheit	6 x 100 Tücher
Haltbarkeit	max. Standzeit in Gebinde: 3 Monate

Produktinformationen

Das innovative Produkt Incidin OxyWipe S bietet den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum. Sie wirkt gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlässt aufgrund ihrer schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände. Die Wirksamkeit von OxyWipe S wurde anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet.

Wesentliche Produktmerkmale:

- Breites Wirkspektrum und kurze Einwirkzeiten
- Exzellente Materialverträglichkeit – Keine aktiven Rückstände – Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff
- Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Reinigen & Desinfizieren in einem Schritt



Produkteigenschaften

Anwendungsbereiche

Reinigungs- und Desinfektions-tücher für medizinische Ober-flächen (einschl. z. B. Sonden) und Inventar.

Produktrichtlinien und Hinweise

Wichtiger Hinweis:

Nicht verwenden auf oxidativempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing.

Anwendungshinweise:

Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen komplett benetzen und trocknen lassen. Flowpack wieder verschließen. Nicht geeignet zur Schlussdesinfektion von invasiven Medizinprodukten. Nicht verwenden auf oxidativempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing. Biozid- und Medizinprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nur für den professionellen Gebrauch.



Produktzusammensetzung

In 100g sind als Wirkstoffe enthalten:

1,5 g Wasserstoffperoxid

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	137065	3082240	11156082	1 Stck.	19,83 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: