

# Raucodrape OP-Tischabdeckung - Standard -

Flüssigkeitsundurchlässige und extrem reißfeste OP-Tischabdeckung mit einer saugfähigen Vliesauflage für alle Beistelltische  
✓ Variante Standard ✓ Abmessungen 140 x 120 cm ✓ Steril ✓ Verpackungseinheit = 26 Stück





## Auf einen Blick

### Spezifikation

<b>Hersteller</b>	Lohmann & Rauscher
<b>Herstellernummer</b>	33090
<b>Anwendungsbereich</b>	<b>OP-Tischabdeckung</b>
<b>Variante</b>	Standard
<b>Material</b>	Flüssigkeitsundurchlässige und extrem reißfeste OP-Tischabdeckung mit einer saugfähigen Vliesauflage für alle Beistelltische
<b>Produktzusammensetzung</b>	PE: Polyethylen, PP: Polypropylen
<b>Abmessungen</b>	<b>120 x 140 cm</b>
<b>Steril</b>	✓
<b>Verpackungseinheit</b>	26 Stück (einzeln steril verpackt)

## Produktinformationen

Bei den Raucodrape OP-Tischabdeckungen handelt es sich um flüssigkeitsundurchlässige sowie extrem reißfeste Abdeckungen mit einer saugfähigen Vliesauflage. Diese sind für alle Beistell- und Instrumententische geeignet.

### Wesentliche Produktmerkmale:

- Flüssigkeitsundurchlässig
- extrem reißfeste OP-Tischabdeckung
- mit einer saugfähigen Vliesauflage
- für alle Beistelltische geeignet
- steril

## Produkteigenschaften

### Anwendungsbereiche

Für alle Beistell- und Instrumententische geeignet

### Produkt Richtlinien und Hinweise

### Produktzusammensetzung

### Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
120 x 140 cm	33090	33090	6680533	26 Stck.	65,00 €	PB	
150 x 190 cm	33091	33091	06680556	15 Stck.	49,00 €	PB	

### Publikationen

**Ihre Bestellinformationen**

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

\_\_\_\_\_  
Stempel

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Anmerkungen: