

## Alcohol Pads - Alkoholtupfer -

Einmal-Alkoholtupfer zur Hautreinigung ✓  
Isopropylalkohol 70 % (unsteril) ✓ besonders  
Saugfähig ✓ fusselfreies Vlies ✓ Tupfergröße  
gefaltet 32,5 x 30 mm, entfaltet 65 mm x 30 mm  
✓ einzeln in Folie verpackt, luftdicht ✓  
Verpackungseinheit = 100 Stk.





### Auf einen Blick

- **B.Braun - Einmal-Alkoholtupfer zur Hautreinigung**
- Isopropylalkohol 70 % (unsteril)
- Saugfähiges, fusselfreies Vlies
- Tupfergröße gefaltet 32.5 mm x 30 mm
- Tupfergröße entfalter 65 mm x 30 mm
- einzeln in Folie verpackt, luftdicht
- Haltbarkeit 4 Jahre
- Packungsinhalt 100 Stück

### Produktinformationen

Alkoholtupfer getränkt mit 70 %igem Isopropylalkohol

#### Wesentliche Produktmerkmale:

- Einmal-Alkoholtupfer zur Hautreinigung
- Saugfähiges, fusselfreies Vlies
- Tupfergröße 32 x 67 mm

### Produkteigenschaften

## Anwendungsbereiche

## Produktrichtlinien und Hinweise

### Richtlinien:

- Richtlinie EC 1223/2009 für kosmetische Produkte
- ISO 22716:2007 Kosmetische Leitlinie zur guten Herstellungspraxis (GMP)
- Ratsrichtlinie EC Nr. 1907/2006 (SDB)
- ISO 9001

## Produktzusammensetzung

Isopropylalkohol, Wasser

Lösung von Isopropanol:

2-Propanol (Ph.Eur.) 70% (Volumenprozent)

gereinigtes Wasser 30% (Volumenprozent)

**Jeder Tupfer ist getränkt mit  $0.66 \text{ g} \pm 0.1 \text{ g}$  ( $\approx 0.75 \text{ ml} \pm 0.1 \text{ ml}$ ) einer wässrigen Lösung aus Isopropanol (70 vol. %) dies entspricht  $0.42 \text{ g}$  ( $\approx 0.53 \text{ ml}$ ) Isopropanol**

### Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	57924	9160612	00629703	100 Stck.	1,86 €	PB	

### Publikationen



**Ihre Bestellinformationen**

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

\_\_\_\_\_  
Stempel

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Anmerkungen: